



## **STEMA flexible Uretero-/Cystoscope**





**Bestell-Nr.**  
**Ordering no.**

**Bezeichnung**  
**Description**

**AA-008-002**

STEMA flexibles Zystoskop FLEX I, Ø 5.5mm, Arbeitskanal Ø 2.3mm, Blickwinkel 100°,  
Abwinkelung auf-/abwärts 210° (auf) und 120° (ab), Arbeitslänge 380mm  
STEMA flexible cystoscope FLEX I, Ø 5.5mm, working channel Ø 2.3mm, direction of view 100°,  
angulation up/downwards 210° (up) and 120° (down), working length 380mm



**Bestell-Nr.**  
**Ordering no.**

**Bezeichnung**  
**Description**

**AA-008-003**

STEMA flexibles Ureteroskop FLEX II, Ø 2.8mm, Arbeitskanal Ø 1.2mm, Blickwinkel 60°,  
Abwinkelung auf-/abwärts 275° (auf) und 275° (ab), Arbeitslänge 680mm  
STEMA flexible ureteroscope FLEX II, Ø 2.8mm, working channel Ø 1.2mm, direction of view 60°,  
angulation up/downwards 275° (up) and 275° (down), working length 680mm



STEMA Medizintechnik GmbH  
H.-E.-Bussestr. 4  
78333 Stockach - Germany

Phone: 0049 (0) 77 71 / 87 53 51  
Fax: 0049 (0) 77 71 / 87 53 50

[info@stema-medizintechnik.de](mailto:info@stema-medizintechnik.de)  
[www.stema-medizintechnik.de](http://www.stema-medizintechnik.de)