


CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



PC-001-003
bis / to
PC-003-003



PC-001-001
bis / to
PC-003-001



PC-001-002
bis / to
PC-003-002



PC-001-005
bis / to
PC-003-005



PC-001-009
bis / to
PC-003-009

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PC-002-003	Ø 5mm Metzenbaumschere, gerade, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, single action, 170mm
PC-001-003	Ø 5mm Metzenbaumschere, gerade, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, single action, 250mm
PC-003-003	Ø 5mm Metzenbaumschere, gerade, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, single action, 300mm
PC-002-001	Ø 5mm Metzenbaumschere, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, double action, 170mm
PC-001-001	Ø 5mm Metzenbaumschere, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, double action, 250mm
PC-003-001	Ø 5mm Metzenbaumschere, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, double action, 300mm
PC-002-002	Ø 5mm Metzenbaumschere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 170mm
PC-001-002	Ø 5mm Metzenbaumschere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 250mm
PC-003-002	Ø 5mm Metzenbaumschere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 300mm
PC-002-004	Ø 5mm Metzenbaumschere, 30° gebogen, doppelbeweglich, 170mm (ohne Abbildung) Ø 5mm Metzenbaum scissors, 30° curved, double action, 170mm (without illustration)
PC-001-004	Ø 5mm Metzenbaumschere, 30° gebogen, doppelbeweglich, 250mm (ohne Abbildung) Ø 5mm Metzenbaum scissors, 30° curved, double action, 250mm (without illustration)
PC-003-004	Ø 5mm Metzenbaumschere, 30° gebogen, doppelbeweglich, 300mm (ohne Abbildung) Ø 5mm Metzenbaum scissors, 30° curved, double action, 300mm (without illustration)
PC-002-005	Ø 5mm Metzenbaumschere, 70° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 70° curved, double action, 170mm
PC-001-005	Ø 5mm Metzenbaumschere, 70° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 70° curved, double action, 250mm
PC-003-005	Ø 5mm Metzenbaumschere, 70° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 70° curved, double action, 300mm
PC-002-009	Ø 7mm starke Metzenbaumschere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 7mm strong Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 170mm
PC-001-009	Ø 7mm starke Metzenbaumschere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 7mm strong Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 250mm
PC-003-009	Ø 7mm starke Metzenbaumschere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 7mm strong Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 300mm

CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



PC-001-006
bis / to
PC-003-006



PC-001-007
bis / to
PC-003-007

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PC-002-006	Ø 5mm JAMESON Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm JAMESON scissors, 15° curved, double action, 170mm
PC-001-006	Ø 5mm JAMESON Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm JAMESON scissors, 15° curved, double action, 250mm
PC-003-006	Ø 5mm JAMESON Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm JAMESON scissors, 15° curved, double action, 300mm
PC-002-007	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 45° gebogen, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 45° curved, single action, 170mm
PC-001-007	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 45° gebogen, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 45° curved, single action, 250mm
PC-003-007	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 45° gebogen, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 45° curved, single action, 300mm
PC-002-008	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 125° gebogen, einfachbeweglich, 170mm (ohne Abbildung) Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 125° curved, single action, 170mm (without illustration)
PC-001-008	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 125° gebogen, einfachbeweglich, 250mm (ohne Abbildung) Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 125° curved, single action, 250mm (without illustration)
PC-003-008	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 125° gebogen, einfachbeweglich, 300mm (ohne Abbildung) Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 125° curved, single action, 300mm (without illustration)

CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



PC-001-020
bis / to
PC-003-020



PD-001-001
bis / to
PD-003-002



PD-001-005
bis / to
PD-003-005



PD-001-004
bis / to
PD-003-004

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PC-002-020	Ø 5mm GEMINI feine Fasszange, gebogen, erweiternd öffnend, 175mm Ø 5mm GEMINI dissecting forceps, fine style, dilating action, 175mm
PC-001-020	Ø 5mm GEMINI feine Fasszange, gebogen, erweiternd öffnend, 250mm Ø 5mm GEMINI dissecting forceps, fine style, dilating action, 250mm
PC-003-020	Ø 5mm GEMINI feine Fasszange, gebogen, erweiternd öffnend, 300mm Ø 5mm GEMINI dissecting forceps, fine style, dilating action, 300mm
PD-002-001	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, straight, double action, 170mm
PD-001-001	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, straight, double action, 250mm
PC-003-001	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, straight, double action, 300mm
PD-002-002	Ø 5mm DE BAKEY Fasszange, 3x2 Zähne, 2.8x10mm, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth, 2.8x10mm, straight, double action, 170mm
PD-001-002	Ø 5mm DE BAKEY Fasszange, 3x2 Zähne, 2.8x10mm, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth, 2.8x10mm, straight, double action, 250mm
PD-003-002	Ø 5mm DE BAKEY Fasszange, 3x2 Zähne, 2.8x10mm, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth, 2.8x10mm, straight, double action, 300mm
PD-002-003	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, 45° aufwärts gebogen, doppelbeweglich, 170mm (ohne Abbildung) Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, 45° upcurved, double action, 170mm (withouth illustration)
PD-001-003	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, 45° aufwärts gebogen, doppelbeweglich, 250mm (ohne Abbildung) Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, 45° upcurved, double action, 250mm (withouth illustration)
PD-003-003	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, 45° aufwärts gebogen, doppelbeweglich, 300mm (ohne Abbildung) Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, 45° upcurved, double action, 300mm (withouth illustration)
PD-002-004	Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, gerade, doppelbeweglich, 170mm (ohne Abbildung) Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, straight, double action, 170mm (withouth illustration)
PD-001-004	Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, gerade, doppelbeweglich, 250mm (ohne Abbildung) Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, straight, double action, 250mm (withouth illustration)
PD-003-004	Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, gerade, doppelbeweglich, 300mm (ohne Abbildung) Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, straight, double action, 300mm (withouth illustration)
PD-002-005	Ø 5mm RESANO Fasszange, gerade, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RESANO grasping forceps, straight, single action, 170mm
PD-001-005	Ø 5mm RESANO Fasszange, gerade, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RESANO grasping forceps, straight, single action, 250mm
PD-003-005	Ø 5mm RESANO Fasszange, gerade, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RESANO grasping forceps, straight, single action, 300mm

CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



PG-001-004
bis / to
PG-003-008

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PG-002-004	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x6mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x6mm, single action, 170mm
PG-001-004	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x6mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x6mm, single action, 250mm
PG-003-004	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x6mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x6mm, single action, 300mm
PG-002-005	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x10mm, single action, 170mm
PG-001-005	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x10mm, single action, 250mm
PG-003-005	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x10mm, single action, 300mm
PG-002-006	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 2x8mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 2x8mm, single action, 170mm
PG-001-006	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 2x8mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 2x8mm, single action, 250mm
PG-003-006	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 2x8mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 2x8mm, single action, 300mm
PG-002-007	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x8mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x8mm, single action, 170mm
PG-001-007	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x8mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x8mm, single action, 250mm
PG-003-007	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x8mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x8mm, single action, 300mm
PG-002-008	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 1x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, curved left, 1x10mm, single action, 170mm
PG-001-008	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 1x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, curved left, 1x10mm, single action, 250mm
PG-003-008	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 1x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, curved left, 1x10mm, single action, 300mm

CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



PG-001-001
bis / to
PG-003-001



PG-001-002
bis / to
PG-003-002



PG-001-003
bis / to
PG-003-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PG-002-001	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 3x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, straight, 3x10mm, single action, 170mm
PG-001-001	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 3x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, straight, 3x10mm, single action, 250mm
PG-003-001	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 3x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, straight, 3x10mm, single action, 300mm
PG-002-002	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved left, 3x10mm, single action, 170mm
PG-001-002	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved left, 3x10mm, single action, 250mm
PG-003-002	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved left, 3x10mm, single action, 300mm
PG-002-003	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, rechts gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved right, 3x10mm, single action, 170mm
PG-001-003	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, rechts gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved right, 3x10mm, single action, 250mm
PG-003-003	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, rechts gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved right, 3x10mm, single action, 300mm

CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
PD-002-020	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 170mm (ohne Abbildung)	→ Distal: DE BAKEY Fasszange 3x2 Zähne Proximal: Nadelhalter TC
	Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 170mm (without illustration)	→ Distal: DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth Proximal: Needleholder TC
PD-001-020	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 250mm (ohne Abbildung)	→ Distal: DE BAKEY Fasszange 3x2 Zähne Proximal: Nadelhalter TC
	Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 250mm (without illustration)	→ Distal: DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth Proximal: Needleholder TC
PD-003-020	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 300mm (ohne Abbildung)	→ Distal: DE BAKEY Fasszange 3x2 Zähne Proximal: Nadelhalter TC
	Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 300mm (without illustration)	→ Distal: DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth Proximal: Needleholder TC
PD-002-021	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 170mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 170mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-001-021	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 250mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 250mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-003-021	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 300mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 300mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-002-022	Ø 5mm Kombinationsinstrument, rechts gebogen, einfachbeweglich, 170mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, curved right, single action, 170mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-001-022	Ø 5mm Kombinationsinstrument, rechts gebogen, einfachbeweglich, 250mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, curved right, single action, 250mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-003-022	Ø 5mm Kombinationsinstrument, rechts gebogen, einfachbeweglich, 300mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, curved right, single action, 300mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-002-023	Ø 5mm Kombinationsinstrument, links gebogen, einfachbeweglich, 170mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, curved left, single action, 170mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-001-023	Ø 5mm Kombinationsinstrument, links gebogen, einfachbeweglich, 250mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, curved left, single action, 250mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors
PD-003-023	Ø 5mm Kombinationsinstrument, links gebogen, einfachbeweglich, 300mm (ohne Abbildung)	→ Distal: Nadelhalter TC Proximal: Hakenschere
	Ø 5mm combination instrument, curved left, single action, 300mm (without illustration)	→ Distal: Needleholder TC Proximal: Hook scissors

CARDIAC M.I.S. INSTRUMENTS



PG-001-015
bis / to
PG-003-015



PG-001-020
bis / to
PG-003-020

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PG-002-015	Ø 5mm Knotenschieber, 45° aufgebogen, 170mm Ø 5mm knot pusher, 45° upcurved, 170mm
PG-001-015	Ø 5mm Knotenschieber, 45° aufgebogen, 250mm Ø 5mm knot pusher, 45° upcurved, 250mm
PG-003-015	Ø 5mm Knotenschieber, 45° aufgebogen, 300mm Ø 5mm knot pusher, 45° upcurved, 300mm
PG-002-020	Ø 5mm Clipanlegezange medium, für SLS/VITALITEC clips, 170mm Ø 5mm clip applying forceps medium , for use with SLS/VITALITEC clips, 170mm
PG-001-020	Ø 5mm Clipanlegezange medium, für SLS/VITALITEC clips, 250mm Ø 5mm clip applying forceps medium , for use with SLS/VITALITEC clips, 250mm
PG-003-020	Ø 5mm Clipanlegezange medium, für SLS/VITALITEC clips, 300mm Ø 5mm clip applying forceps medium , for use with SLS/VITALITEC clips, 300mm